

BeautyOne SM-360A Sterilizator cu aer cald



Date tehnice

Putere	300W
Tensiune	220-240V, 50Hz
Volum	2.6L
Greutate	3,1 kg
Dimensiune	27 x 24,5 x 17,2 cm
Temperatura de funcționare	50-220°C
Timp de lucru	10-60 minute

ATENȚIE!

Înainte de utilizare, îndepărtați foliile de protecție plasate în interiorul dispozitivului!

Utilizare

1. **Sterilizatorul** este utilizat pentru dezinfectarea instrumentelor fabricate din metal, plastic și materiale compozite (foarfece, pieptene, pensete etc.).
 2. Dezinfecția se realizează cu aer la temperatură ridicată, astfel încât instrumentele să nu fie expuse la deteriorări mecanice. Bacteriile lipsite de umiditate sunt eliminate, iar instrumentele ascuțite nu sunt opacificate.
 3. Dispozitivul este echipat cu un controler de temperatură și timp, facilitând ajustarea parametrilor necesari pentru efectuarea procedurii.
-

Înainte de prima utilizare:

1. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile anexate.
 2. Îndepărtați toate materialele de ambalare și foliile de protecție înainte de prima utilizare.
-

Instrucțiuni de utilizare

1. Așezați uneltele pe tavă și introduceți-o în aparat. Închideți capacul.
 2. Apoi conectați dispozitivul la rețea.
 3. Utilizați butonul de control pentru a seta timpul de intervenție. Rotiți-l spre dreapta pentru a selecta timpul dorit. Lumina roșie se va aprinde indicând faptul că dispozitivul este în modul de funcționare. Timpul va începe număratoarea inversă ca la un cronometru. Când timpul s-a scurs, dispozitivul va emite un semnal sonor pentru a indica sfârșitul intervenției.
 4. Apoi reglați temperatura prin rotirea butonului de control spre dreapta. Indicatorul luminos verde se va aprinde.
 5. Luminile se sting atunci când dispozitivul nu mai funcționează.
 6. Când procedura este finalizată, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și scoateți instrumentele din dispozitiv.
 7. Sunt incluse mânere - inele mici pe care le puteți atașa la proeminențele laterale ale tăvii pentru a o scoate fără să o atingeți cu mâinile.
-

Atenție!

Rețineți că tăvile, suprafețele interioare și exterioare se pot încinge foarte tare. Purtați mănuși de protecție pentru a preveni arsurile.

Nu atingeți direct tava fierbinte! Așteptați o clipă să se răcească pentru a evita arsurile.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Echipamentul este un echipament profesional conceput pentru a fi utilizat în saloane de înfrumusețare. Acesta trebuie să fie utilizat numai de către personal calificat în cosmetică pentru a evita efectele adverse în timpul procedurii.

Instrucțiuni de siguranță

1. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau utilizat în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat.
 2. Echipamentul nu trebuie instalat sau utilizat în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu intre lichid în dispozitiv.
 3. În următoarele cazuri, trebuie să deconectați imediat dispozitivul de la rețea și să contactați o companie de service autorizată.
 4.
 - a) lichidul a pătruns în echipament,
 - b) aparatul emană un miros neobișnuit, fum sau zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare este deteriorat,
 - d) dispozitivul a fost răsturnat sau capacul său a fost deteriorat.
 5. Nu pot fi amplasate obiecte pe cabluri. Echipamentul nu trebuie să fie instalat în locuri în care cineva poate ciupi cablul de alimentare.
 6. Din motive de siguranță, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză după fiecare utilizare.
 7. Nimic nu poate fi introdus în orificiile din dispozitiv. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți imediat cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
 8. Dispozitivul nu trebuie să fie așezat pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul unei căderi, echipamentul poate fi deteriorat.
 9. Pentru a garanta durata de viață a dispozitivului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
 10. Sursa de alimentare trebuie să fie în conformitate cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca echipamentul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.
-

Notă

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - pentru a evita pericolul.
 2. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență sau cunoștințe privind echipamentul, cu condiția să se asigure supravegherea sau instruirea privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile implicate să fie înțelese.
 3. Dispozitivul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
 4. Echipamentul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea acestuia.
 5. Acest dispozitiv electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu echipamentul electric poate prezenta un risc de rănire sau chiar deces, astfel încât utilizați și păstrați echipamentul departe de îndemâna copiilor.
-

Eliminarea echipamentelor

Echipamentele electrice uzate, aparatele și ambalajele trebuie duse la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Echipamentele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Trebuie respectate normele privind eliminarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul, în conformitate cu Regulamentul 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la centrele de colectare a deșeurilor electronice și electrice uzate. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, echipamentele vechi conțin elemente valoroase care pot fi reciclate, astfel încât acestea ar trebui predate pentru reciclare.

Depozitare și transport

Echipamentul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul său original. Echipamentul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat, la o umiditate relativă care să nu depășească 75 %. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, echipamentul nu trebuie să fie aruncat, scăpat, supus șocurilor mecanice sau expus condițiilor meteorologice.

2.